

Materiais de Proteção 2020

Manguito/Perneira Reutilizável

Cumpra os requisitos de desempenho para os manguitos/perneiras (apenas considerados os requisitos de desempenho padrão), tendo por base a norma EN 13795-1:2019 no âmbito da Diretiva 93/42/CEE Dispositivos Médicos (DM), em conformidade com a RECOMENDAÇÃO (UE) 2020/403 DA COMISSÃO de 13 de março de 2020.

Reutilizável (10 lavagens). Confortável e duradoura durante todo o turno de trabalho.

Produto pode ser esterilizado.

Material 100%reciclável.

DESCRIÇÃO

- Manguito / Perneira cirúrgica reutilizável.
- Feito em não tecido com membrana PE.
- Impermeável.
- Produto Anti-estático e esterilizável.
- Os Manguito / Perneiras evitam qualquer contaminação derivadas de partículas (por exemplo, saliva, muco, gotículas) por não deixarem entrar em contacto com os braços / pernas do utilizador. Ajudam a proteger o utilizador contra a exposição a sangue e/ou fluidos corporais do doente ou do ambiente de trabalho.



CONSIDERAÇÕES

O utilizador deve estar formado da correcta utilização deste produto antes de usá-lo.

Após o uso devem ser lavadas/higienizadas com uma lavagem a 75°C de acordo com a NP EN ISO 15797:2017 e seca em tambor.

Nunca forçar, alterar ou modificar o Manguito / Perneira.

Os Manguito / Perneiras devem ser substituídas caso estejam danificadas.

Condições gerais

- Recolha nas nossas instalações
- A empresa reserva-se ao direito de pedir pré-pagamento no acto da adjudicação.